

Závěs pro nácvik chůze typ 25105

Tento závěs je další generací postroje pro pomoc pacientům a rehabilitačním pracovníkům při provádění nácviku chůze v rámci rehabilitace.

Závěs byl navržen na základě dlouholetých zkušeností tak, aby zachoval výhody závěsů generací minulých a přenesl do praxe poznatky a připomínky z jejich používání.

Nový závěs pro nácvik chůze typu 25105 je řešen jako vícedílný. Toto řešení přináší řadu výhod.



- Je možné použít různé kombinace jednotlivých částí závěsu dle postižení klienta a stádia jeho rehabilitace.
- Lze kombinovat jednotlivé díly různých velikostí a zvolit tak optimální sestavu velikosti dle tělesných proporcí klienta.
- Postupné nasazování jednotlivých částí závěsu je nyní jednodušší, nežli dříve nasazování celého postroje najednou.
- Díky svojí variabilitě (systém nastavitelných popruhů a přezek) je závěs pohodlnější a přináší klientovi vyšší komfort a pocit bezpečí.
- 4 závěsné popruhy umožňují dvou, tří i čtyřbodé zavěšení na zvedací systém, úchyty v různých výškách závěsných popruhů dále zvyšují možnosti správného polohování klienta.
- Polstrování závěsných popruhů přispívá komfortu použití.

Tento závěs byl vyvinut speciálně pro nácvik chůze pacientů v rámci rehabilitace. V kombinaci se zvedací kazetou a kolejnicovým systémem Roomer umožňuje nácvik chůze po dráze dané kolejnicí. K dodání je v několika velikostech. Systém popruhů, přezek a polstrování závěsu dává možnost nastavení dle potřeb a postavy pacienta. V závěsu lze pacienta pomocí zvedací kazety postavit (posadit) bez nároku na fyzickou zdatnost asistující osoby. Při nácviku chůze zvedací kazeta prostřednictvím závěsu pacienta podle potřeby nadlehčuje a dává mu jistotu záchrany. Závěs je vhodné použít v kombinaci s dalšími pomůckami, jako jsou chodítka či podpažní berle.

Závěs je dodáván ve velikostech S, M a L, v barvě černé.
Nosnost 150 kg u všech velikostí.

Jednotlivé díly závěsu pro nácvič chůze typ 25105

Základní díly (obsaženy v dodávce při objednání závěsu typu 25105)



Hrudní popruh (25106) je základním dílem závěsu pro nácvič chůze typu 25105. Tento díl lze použít samostatně např. pro pomoc při zvedání klienta z lehu do sedu či ze sedu do stoje. Systém popruhů a přezek umožňuje nastavení správné velikosti dle klienta a snadné připnutí dalších dílů postroje.



Opory nohou (25108) mají nastavitelnou délku, mohutné polstrování a přezky pro připnutí k hrudnímu popruhu.



Hrudní pás (25145) je elastický a aplikuje se pod hrudní popruh. Jeho hlavní funkcí je stabilizace oblečení na těle klienta a tím jednodušší nasazení a použití hrudního popruhu

Volitelné příslušenství

Kyčelní popruh (25107) lze připnout k hrudnímu popruhu stejným způsobem jako opory nohou. Tento popruh je vyztužen a podstatně zpevňuje celý postroj v oblasti pánve. Tíha klienta při použití tohoto kyčelního popruhu je rozložena do větší plochy a umožňuje tak intenzivněji pacienta pomocí postroje odlehčovat. Při správně usazeném postroji lze s tímto popruhem klienta transportovat ve vzpřímené poloze na kratší vzdálenosti.

