

STROPNÍ ZVEDACÍ A TRANSPORTNÍ ZAŘÍZENÍ ROOMER

Pacientské závěsy

KATALOG

Vak přepravní, s oporou hlavy, rovná záda -25010



je měkký, s ergonomickou, zpevněnou opěrkou zátylku. Tento vak poskytuje krku potřebnou oporu spojenou s komfortem při sezení v záklonu.

Vak má tři možnosti zavěšení s jednoduchým barevným označením, které dávají uživateli možnost úpravy posedu.

Vyroben je z nylonu, části pro nohy jsou potaženy manšestrem a zesíleny fawolonem.

Vak koupací, s oporou hlavy, polyester– 25015



Vak 25015 je měkký, bez držadel a výztuží. Umožňuje pacientovi zůstat sedět ve vaku i např. na invalidním vozíku. Hodí se do těsných kolečkových křesel a speciálně tvarovaných skeletů. Může se používat při koupání a sprchování. Umožňuje sedět pohodlně pacientům se špatnou funkcí krku.

Vak má tři možnosti zavěšení s jednoduchým barevným označením, které dávají uživateli možnost úpravy posedu.

Vyrobena je z měkké a lehce tvarovatelné polyesterové síťoviny.

Vak přepravní – 25030



Vak 25030 má stabilní, polovysoké opěradlo, které umožňuje vzpřímené a pohodlné sezení. Hodí se velmi dobře na přesuny, např. z postele na kolečkové křeslo (invalidní vozík). Jedná se o bezpečný vak, který vyhovuje většině uživatelů.

Vak má tři možnosti zavěšení s jednoduchým barevným označením, které dávají uživateli možnost úpravy posedu.

Je vyroben z nylonu, části pro nohy jsou potaženy manšestrem a zesíleny fawolonem. Zádová část je zesílena fawolonem a vypodložena dvěma plastovými lištami.

Volitelný doplněk: hrudní popruh 25145

Vak 25035 je rozměrově (stříhově) shodnou variantou vaku 25030 vyrobenou z měkké a lehce tvarovatelné polyesterové síťoviny. Je vhodný ke koupání a sprchování.

Vak přepravní, pro amputáře - 25040



je vytvarován tak, aby zvedání bylo bezpečné a pohodlné i pro uživatele po jednostranné nebo oboustranné amputaci nohou. Dále je vhodný pro uživatele, kteří mají tendenci z obyčejného postroje sjíždět dolů. Opěrky nohou se nezvedají mezi nohami, ale na vnějších stranách stehen.

Postroj má tři možnosti zavěšení s jednoduchým barevným označením, které dávají uživateli možnost úpravy posedu. Je zde možnost dvou nebo čtyřbodového zavěšení

Vyroběn je z nylonu, části pro nohy jsou potaženy manšestrem a zesíleny fawolonem.

Vak koupací, polyester – 25045



Vak 25045 je měkký, bez držadel a výtuží. Umožňuje pacientovi zůstat sedět v postroji. Hodí se do těsných kolečkových křesel a speciálně tvarovaných skeletů . Může se používat při koupání a sprchování.

Vak má tři možnosti zavěšení s jednoduchým barevným označením, které dávají uživateli možnost úpravy posedu.

Vyroben je z měkké a lehce tvarovatelné polyesterové síťoviny.

Vak 25050 je rozměrově (stříhově) shodnou variantou vaku 25045 vyrobenou z černošedé bavlněné látky.

Vak „Komfort“ – 25060



je měkký, bez opěrek a výplní. Aplikuje se vleže a používá se vsedě. Při zdvihu sedí uživatel pohodlně, lehce nakloněn dozadu. Protože vak nemá oddělené části pro nohy, rozdělí se tíha těla rovnoměrně do celého postroje. Pokud chcete nechávat vak ve vozíku (kolečkové židli), je toto ta nejlepší varianta, neboť neobsahuje žádné područky ani výztuže a nemá žádné švy na spodní části.

Vak má tři možnosti zavěšení s jednoduchým barevným označením, které dávají uživateli možnost úpravy posedu. Je zde možnost dvou, nebo čtyřbodové zavěšení.

Vyrobena je z tmavě šedé bavlny bez výztuží.

Vak „Komfort“, s oporou hlavy – 25065



je měkký, bez výplní. Má opěrku zátylku, která umožňuje sedět pohodlně i lidem se sníženou funkcí krku. Aplikuje se vleže a používá se vsedě. Při zdvihu sedí uživatel pohodlně, lehce nakloněn dozadu. Protože vak nemá oddělené části pro nohy, rozdělí se tíha těla rovnoměrně do celého postroje. Pokud chcete nechávat vak ve vozíku (kolečkové židli), je toto ta nejlepší varianta, neboť neobsahuje žádné područky ani výztuže a nemá žádné švy na spodní části.

Vak má tři možnosti zavěšení s jednoduchým barevným označením, které dávají uživateli možnost úpravy posedu. Je zde možnost dvou, nebo čtyřbodové zavěšení.

Vyroben je z tmavě šedé bavlny bez výztuží.

Vak toaletní „Plus“ – 25080



má zesílená záda a polstrované područky. Umožňuje svlékání a oblékání v souvislosti se zvedáním na/z toalety. Umožňuje pohodlné opření zad.

Má tři možnosti zavěšení s jednoduchým barevným označením, které dávají uživateli možnost úpravy posedu.

Vyroben je z nylonu, části pro nohy jsou potaženy manšestrem a zesíleny fawolonem. Zádová část je zesílena fawolonem.

Volitelný doplněk: hrudní popruh 25145

Vak toaletní s oporou hlavy- 25090



Vak toaletní s oporou hlavy – 25090 je určen hlavně k pomoci při použití toalety. Má vyztuženou zádovou oblast a je též vybaven měkým čalouněním v oblasti podpaží. Jeho základna je široce vystřižena pro zjednodušení manipulace při svlékání a oblékání v závěsu. Může sloužit také pro přepravu na krátké vzdálenosti, například na vozík, nebo sedačku. Tento vak je konstruován pro dvoubodé i třibodé zavěšení

Jako volitelné příslušenství lze dokoupit hrudní popruh 25145.

Activity sling - 25100



Activity Sling 25100 umožňuje pacientovi vzpřímený postoj a aktivitu v závislosti na jeho schopnostech. Je dodáván ve třech dětských velikostech. Activity Sling je vyroben z polyesterové síťoviny.

Je dodáván s polstrováním v oblasti ramen 25101 pro pohodlí pacienta.

Závěs pro nácvik chůze typ 25105

Tento závěs je další generací postroje pro pomoc pacientům a rehabilitačním pracovníkům při provádění nácviku chůze v rámci rehabilitace.

Závěs byl navržen na základě dlouholetých zkušeností tak, aby zachoval výhody závěsů generací minulých a přenesl do praxe poznatky a připomínky z jejich používání.

Nový závěs pro nácvik chůze typu 25105 je řešen jako vícedílný. Toto řešení přináší řadu výhod.



- Je možné použít různé kombinace jednotlivých částí závěsu dle postižení klienta a stádia jeho rehabilitace.
- Lze kombinovat jednotlivé díly různých velikostí a zvolit tak optimální sestavu velikostí dle tělesných proporcí klienta.
- Postupné nasazování jednotlivých částí závěsu je nyní jednodušší, nežli dříve nasazování celého postroje najednou.
- Díky svojí variabilitě (systém nastavitelných popruhů a přezek) je závěs pohodlnější a přináší klientovi vyšší komfort a pocit bezpečí.
- 4 závěsné popruhy umožňují dvou, tří i čtyřbodé zavěšení na zvedací systém, úchyty v různých výškách závěsných popruhů dále zvyšují možnosti správného polohování klienta.
- Polstrování závěsných popruhů přispívá komfortu použití.

Tento závěs byl vyvinut speciálně pro nácvik chůze pacientů v rámci rehabilitace. V kombinaci se zvedací kazetou a kolejnicovým systémem Roomer umožňuje nácvik chůze po dráze dané kolejnicí. K dodání je v několika velikostech. Systém popruhů, přezek a polstrování závěsu dává možnost nastavení dle potřeb a postavy pacienta. V závěsu lze pacienta pomocí zvedací kazety postavit (posadit) bez nároku na fyzickou zdatnost asistující osoby. Při nácviku chůze zvedací kazeta prostřednictvím závěsu pacienta podle potřeby nadlehčuje a dává mu jistotu záchrany. Závěs je vhodné použít v kombinaci s dalšími pomůckami, jako jsou chodítka či podpažní berle.

Závěs je dodáván ve velikostech S, M a L, v barvě černé.
Nosnost 150 kg u všech velikostí.

Jednotlivé díly závěsu pro nácvik chůze typ 25105

Základní díly (obsaženy v dodávce při objednání závěsu typu 25105)



Hrudní popruh (25106) je základním dílem závěsu pro nácvik chůze typu 25105. Tento díl lze použít samostatně např. pro pomoc při zvedání klienta z lehu do sedu či ze sedu do stoje.

System popruhů a přezek umožňuje nastavení správné velikosti dle klienta a snadné připnutí dalších dílů postroje.

Opory nohou (25108) mají nastavitelnou délku, mohutné polstrování a přezky pro připnutí k hrudnímu popruhu.



Hrudní pás (25145) je elastický a aplikuje se pod hrudní popruh. Jeho hlavní funkcí je stabilizace oblečení na těle klienta a tím jednodušší nasazení a použití hrudního popruhu



Volitelné příslušenství

Kyčelní popruh (25107) lze připnout k hrudnímu popruhu stejným způsobem jako opory nohou. Tento popruh je vyztužen a podstatně zpevňuje celý postroj v oblasti pánve. Tíha klienta při použití tohoto kyčelního popruhu je rozložena do větší plochy a umožňuje tak intenzivněji pacienta pomocí postroje odlehčovat. Při správně usazeném postroji lze s tímto popruhem klienta transportovat ve vzpřímené poloze na kratší vzdálenosti.

